

JUZO COMPRESSION WRAP

Care & Application for Juzo Compression Wrap
Foot Segment

REVERSIBLE

beige or black garment

Freedom in Motion



Thank you for choosing Juzo, an international leader in medical compression garments since 1912.

Manufactured with care and detail, your Juzo Compression Wrap has several features that provide therapy, comfort, versatility and superior fit, including:

- Working pressure - Short stretch for a high working pressure.
- Gap resistant - Special notches and minimal overlying straps resist gaping and bulk.
- EZ pull tab - Aid for hassle free application.
- Reversible - Worn in either beige or black

Included In This Package:

- Juzo Compression Wrap
- Juzo Compression Cotton Stockinette
- Juzo Hook Fasteners

Care and Maintenance

- Remove all the half circle hook fasteners from the straps
- Machine wash warm
- A garment bag is strongly recommended
- Tumble dry low
- Do not bleach
- DO NOT USE: bleach, chlorine, fabric softeners, or other laundry additives
- Store garments in a dry place at room temperature

Return Policy

Should it be necessary to return your garment for evaluation, Juzo requires that the garment be laundered (for hygienic reasons) prior to returning to the original place of purchase.

Fabric

Outer Shell - 88% Nylon, 12% Spandex / Inner Shell - 100% Neoprene

Instructions for Use

It is recommended that you consult with your medical professional and fitter for proper guidelines on the use and application of this product. If you experience any discomfort, immediately remove the short-stretch compression wrap and consult with your medical professional.

- Juzo Compression Wrap is designed to be reversible. The half circle hook fasteners need to be attached to the garment on the opposing side of the color to be worn.
- Juzo Compression Cotton Stockinette option provides a sanitary layer between the garment and the skin and/or any wound dressing.

Indications

Primary & secondary varices, chronic venous insufficiency, post-thrombotic syndrome, venous stasis ulcers, pre and post-vein procedure and lymphatic edema.

Contraindications

Absolute: peripheral arterial disease, decompensated heart diseases, septic phlebitis, phelgmasia coerulea dolens.

Relative: Leg infection, intolerance to compression or garment fabric, sensory disturbance to the limb.

Cautions

No side effects are currently known. However, if a negative result should occur (i.e. skin irritations) from the use of our products, please discontinue use of the garment and consult with a medical professional. The manufacturer is not liable for damage /injuries which have been caused by improper handling or misuse.

Steps to Putting on the Foot Wrap

1. The Juzo Compression Wrap comes with a compression cotton stockinette that can be worn optionally.

If using the Juzo Compression Cotton Stockinette, place the garment covering the area from the metatarsals (toes) to the ankle, with the cuffed edge closest to the metatarsals (toes)

2. Attach the hook fasteners to the straps on the side opposite of the color to be worn. For example, if beige is the desired color, then the fasteners should be applied to the black side of the garment.

2



Steps to Putting on the Foot Wrap

3. Gently fold the fasteners over onto themselves to prevent the fasteners from inadvertently attaching to the garment. Each fastener can then be unfolded before attaching the strap to the garment.

3



Steps to Putting on the Foot Wrap

4. Slide the wrap on your foot so that the heel fits into the heel cup. The seam at the back of the garment, above the heel opening should be centered at the back of the heel. If being worn with the Juzo Compression Wrap Calf Segment, it should be applied second and slightly overlap the bottom part of the calf segment.

4



Steps to Putting on the Foot Wrap

5. Simultaneously pull the bottom strap, nearest the toes, and the bottom EZ Pull until the strap is comfortably snug.

5



Steps to Putting on the Foot Wrap

6. After each strap is initially fastened, go back and pull the second and third straps again until they are both comfortably tightened around the heel and instep area.
7. Pull the top strap, nearest the ankle, and the top EZ Pull until it is comfortably tightened around the ankle.

Steps to Putting on the Foot Wrap

8. The wrap should have a snug fit but not painfully tight. If you feel any pain or discomfort or the wrap feels too loose, then repeat steps 6 through 8, adjusting the level of pressure that is applied

Note: If you are using a Juzo Compression Wrap Calf Segment, see care and application directions for use.

8



Gracias por elegir Juzo, líder internacional en prendas médicas de compresión desde 1912.

Fabricada con gran cuidado y detalle, su venda de compresión Juzo posee varias características que proveen tratamiento, confort, versatilidad y ajuste superior, que incluyen:

- Presión de trabajo - Elasticidad reducida para una mayor presión de trabajo.
- Resistencia a las brechas - Sus muescas especiales y tiras de superposición mínima evitan que se abra o que forme bultos.
- Pestaña EZ pull - Ayuda a aplicarla sin dificultad.
- Reversible - Se puede utilizar en beige o en negro

Incluidos en este paquete:

- Venda de compresión Juzo
- Venda de compresión de jersey de algodón Juzo

Cuidado y mantenimiento

- Retire todos los cierres semicirculares de velcro de las tiras
- Lave a máquina con agua tibia
- e recomienda el uso de una bolsa para prendas delicadas
- Seque en secarropas a baja temperatura
- No use blanqueador
- NO USE: blanqueador, cloro, suavizantes ni ningún otro aditivo para el lavado de ropa.
- Guarde la prenda en lugar seco a temperatura ambiente.

Política de devolución

Si llegara a ser necesario devolver su prenda para su evaluación, Juzo requiere que se lave dicha prenda (por razones de higiene) antes de devolverla al lugar donde se adquirió originalmente.

Tela

Exterior - 88% Nylon, 12% Spandex / Interior - 100% Neopreno

Instrucciones para su uso

Se recomienda que consulte con su médico y la persona que le ajusta la prenda sobre la forma correcta de usar y aplicar este producto. Si experimenta cualquier molestia, quítese de inmediato la venda de compresión de elasticidad reducida y consulte con su médico.

- La venda de compresión Juzo es reversible. Los cierres semicirculares de velcro deben ser colocados en la prenda sobre el lado opuesto al del color que se va a usar.
- La opción de venda de compresión de jersey de algodón provee una capa higiénica entre la prenda y la piel y/o cualquier apósito sobre una herida

Indicaciones

Várices primarias & secundarias, insuficiencia venosa crónica, síndrome post-trombótico, úlceras debidas a estasis venosa, edema pre y post operatorio de las venas y linfoedema.

Contraindicaciones

Absolutas: enfermedad arterial periférica, cardiopatías descompensadas, flebitis séptica, flegmasia cerulea dolens.

Relativas: Infección en las piernas, intolerancia a la compresión o a la tela de la prenda, perturbación sensorial en la pierna.

Advertencias

No se conocen efectos secundarios. Sin embargo, si ocurriese alguna consecuencia negativa (es decir, irritaciones de la piel) debida al uso de nuestros productos, por favor deje de usar la prenda y consulte a un médico. El fabricante no es responsable por daños o lesiones ocasionados por el mal uso o la manipulación incorrecta de la prenda.

Pasos para ponerse la venda para pies

1. La venda de compresión Juzo viene con una venda de compresión de jersey de algodón que puede usarse optativamente.

Si va a usar la venda de compresión de jersey de algodón Juzo, coloque la prenda cubriendo la zona desde los metatarsos (los dedos de los pies) hasta el tobillo, con el borde con puño hacia los metatarsos (los dedos de los pies)

2. Conecte los cierres de velcro a las tiras del lado opuesto al del color que usará. Por ejemplo, si desea usar el color beige, los cierres deberán aplicarse al lado negro de la prenda.

3. Doble suavemente los cierres sobre sí mismos para evitar que se agarren sin querer a la prenda. Se puede desdoblar cada cierre luego antes de conectar la tira a la prenda.

4. Deslice la venda sobre el pie de modo que el talón calce en la talonera. La costura en la parte de atrás de la prenda, sobre la abertura del talón, debe quedar centrada en la parte de atrás del talón. Si se va a usar con el segmento de venda de compresión Juzo para la pantorrilla, debe aplicarse en segundo lugar y superponerse levemente a la parte de abajo del segmento para la pantorrilla.

Pasos para ponerse la venda para pies

5. Simultáneamente, tire de la tira de abajo, la más cercana a los dedos de los pies, y del EZ Pull de abajo hasta que la tira quede cómodamente ceñida.
6. Una vez cerradas todas las tiras, vuelva atrás y tire de la segunda y tercera tira nuevamente hasta que ambas estén ceñidas cómodamente alrededor de la zona del talón y del empeine.
7. Tire de la tira superior, la más cercana al tobillo, y del EZ Pull superior, hasta que quede ceñida cómodamente alrededor del tobillo.
8. La venda debe ceñir con firmeza pero sin causar dolor. Si experimenta dolor o incomodidad o la venda parece estar demasiado floja, repita los pasos 6 a 8, ajustando el nivel de tensión que aplica.

Nota: Si va a usar el segmento de venda de compresión Juzo para la pantorrilla, consulte las instrucciones de cuidado y aplicación correspondientes para su uso.

Merci de choisir Juzo, un chef de file international dans les vêtements de compression médicaux depuis 1912.

- Pression de travail – Extensibilité courte pour une pression de travail élevée.
- Résiste aux écarts – Des crans spéciaux et une superposition minimale des sangles résistent à la formation d'écarts et de gonflant.
- Tirette EZ - Aide pour une application sans problème.
- Réversible - Porté soit en beige ou en noir

Inclus dans ce paquet :

- Bandage compressif Juzo
- Jersey tubulaire de compression en coton Juzo

Soin et entretien

- Enlever toutes les fermetures autoagrippantes en demi-cercle des sangles
- Laver à la machine à l'eau tiède
- Un sac de vêtements est fortement recommandé
- Séchage par culbutage à basse température
- Ne pas utiliser d'agent de blanchiment
- NE PAS UTILISER : eau de javel, chlore, assouplissants, ou autres additifs de blanchisserie
- Entreposer les vêtements dans un endroit sec à température ambiante

Politique de retour

S'il s'avère nécessaire de retourner votre vêtement pour une inspection, Juzo® vous demande de bien le laver (pour des raisons hygiéniques) avant de le retourner au lieu d'achat d'origine.

Tissu

Étoffe extérieure - 88 % nylon, 12 % élasthanne / Étoffe intérieure - 100 % néoprène

Instructions for Use

Il est recommandé de consulter un professionnel de la santé et essayeur pour les bonnes directives sur l'utilisation et l'application de ce produit. Si vous ressentez une gêne quelconque, enlevez immédiatement le bandage compressif à extensibilité courte et consultez votre professionnel de la santé.

- Le Bandage compressif Juzo est conçu pour être réversible. Les fermetures autoagrippantes en demi-cercle doivent être attachées au vêtement sur le côté opposé de la couleur à être portée.
- L'option de Jersey tubulaire de compression en coton Juzo fournit une couche sanitaire entre le vêtement et la peau et/ou tout pansement.

Varices primaires et secondaires, insuffisance veineuse chronique, syndrome post-thrombotique, ulcères de stase veineuse, pré et post procédure veineuse et œdème lymphatique.

Contre-indications

Absolue : maladies vasculaires périphériques, cardiopathies décompensées, phlébite septique, phlegmasia coerulea dolens.

Relative : Infection de la jambe, intolérance à la compression ou aux tissus de vêtement, trouble sensoriel du membre.

Mises en garde

Aucun effet secondaire n'est actuellement connu. Toutefois, si un résultat négatif se produirait (c.-à-d. des irritations de la peau) suite à l'utilisation de nos produits, veuillez cesser l'utilisation du vêtement et consultez un professionnel de la santé. Le fabricant n'est pas responsable des dommages /blessures qui ont été causées par une manipulation incorrecte ou une mauvaise utilisation.

Étapes pour mettre le Bandage de pied

1. Le bandage compressif Juzo est livré avec un jersey tubulaire de compression en coton qui peut être porté facultativement.

Si vous utilisez le Jersey tubulaire de compression en coton Juzo, placez le vêtement couvrant la surface des métatarsiens (orteils) à la cheville, avec le bord retourné le plus près des métatarsiens (orteils)

2. Attachez les fermetures autoagrippantes aux sangles sur le côté opposé de la couleur à être portée. Par exemple, si beige est la couleur désirée, alors les fermetures doivent être appliquées au côté noir du vêtement.

3. Rabattez soigneusement les fermetures sur elles-mêmes pour empêcher que les fermetures s'attachent par inadvertance au vêtement. Chaque fermeture peut être alors dépliée avant d'attacher la sangle au vêtement.

4. Glissez le bandage sur votre pied de sorte que le talon se place bien dans l'emboîtement du talon. La couture à l'arrière du vêtement, au-dessus de l'ouverture talon doit être centrée à l'arrière du talon. Si porté avec le Segment de mollet de bandage compressif Juzo, il devrait être appliqué en deuxième et chevauchez légèrement la partie inférieure du segment de mollet.

Étapes pour mettre le Bandage de pied

5. Simultanément tirez la sangle inférieure, la plus proche des orteils, et la Tirette EZ inférieure jusqu'à ce que la sangle soit confortablement ajustée.

6. Après que chaque sangle soit initialement attachée, retournez et tirez sur les deuxième et troisième sangles de nouveau jusqu'à ce qu'elles soient toutes les deux confortablement serrées autour du talon et la surface du cou-de-pied.

7. Tirez la sangle supérieure, la plus proche de la cheville, et la Tirette EZ supérieure jusqu'à ce qu'il soit confortablement serré autour de la cheville.

8. Le bandage devrait être bien ajusté mais pas extrêmement serré. Si vous ressentez de la douleur ou une gêne ou si le bandage semble trop détendu, alors répétez les étapes 6 jusqu'à 8, en ajustant le niveau de pression qui est appliqué.

Remarque : Si vous utilisez un Segment de mollet de bandage compressif Juzo, voir les directives concernant le soin et l'application pour l'utilisation.

Think Green. Live Green.

Juzo is committed to reducing its carbon footprint for a greener planet.

Juzo USA Manufacturing Facility



JUZO USA
Julius Zorn, Inc. • 3690 Zorn Dr.
Cuyahoga Falls, OH 44223
1-800-222-4999 • www.juzousa.com

JUZO CANADA LTD.
1100 Burloak Dr., Ste. 300
Burlington, ON L7L 6B2
1-844-229-4999 • www.juzo.ca

JUZO GMBH
Juliusplatz 1 • D-86551
Aichach, Germany
www.juzo.de

Patent Pending



®Juzo, FiberSoft & Keep Moving are registered trademarks of Julius Zorn, Inc. © 2018 Julius Zorn Inc.