

Please take a few minutes to register your product online to enable us to provide you with the best customer service possible.

Benefits of Registration:

Notification

Allows us to contact you with important product notifications and updates.

Confirmation of Ownership

Provides us with a record

Improved Product Development

Help us continue to design quality products with your feedback.

Register your Juzo product online at:
www.juzoproducts.com

Juzo USA
P.O. Box 1088
Cuyahoga Falls, OH 44223
1 888-255-1300
www.juzousa.com
support@juzousa.com

Juzo Canada Ltd.
1100 Burloak Dr. Ste. 300
Burlington, ON L7L 6B2
1 888-255-1300
www.juzo.ca
support@juzo.ca



Freedom to Make the Most of Every Day

Riding a bike. Working in the garden. Playing with the kids. Taking a walk. Going to work. These are the keep moving benefits of Juzo compression garments, designed to improve your quality of life, not inhibit it. Family-owned since 1912, Juzo has led the compression therapy garment industry by creating high-quality products that offer you the freedom to maintain a more active lifestyle.

Advancements like our FiberSoft technology, seasonal colors, attractive styles and fun print designs ensure you move in comfort without compromising fashion. Thank you for choosing Juzo.

Care and Maintenance

To maintain your Juzo glove or gauntlet, we recommend the following:

- Hand or machine wash warm daily to maximize therapeutic effectiveness and prolong the life of your Juzo garment.
- When machine washing and drying, use the lowest permanent press settings. A garment bag is strongly recommended and available in the Juzo Compression Therapy Care accessory package.
- Wash dark colors separately from other clothing.
- Use Juzo washing detergent or another mild soap.
- DO NOT USE: bleach, chlorine, fabric softeners, or other laundry additives. These may damage your garment.
- Please refer to the washing symbols on the label sewn into your Juzo glove or gauntlet.
- Store your glove or gauntlet in a dry place at room temperature.

Return Policy

Should it become necessary to return your garment for evaluation, for hygienic reasons Juzo requires that the garment be laundered prior to returning to the original place of purchase.

Details are provided on label sewn inside your compression glove & gauntlet.

Instructions for Use

It is recommended that you consult with your medical professional and fitter for proper guidelines on the use and application of this product. As therapy progresses or new symptoms develop, it may be necessary to take new measurements for a new compression glove or gauntlet.

It is also recommended that you put your compression glove or gauntlet on first thing in the morning every day. Rough fingernails, jagged rings etc. can damage fabric; use a Juzo donning glove to protect garment, on opposite hand.

Useful tips to help you with your compression glove or gauntlet.

1. Slip your hand straight into the glove or gauntlet
2. If necessary, adjust the fit of the glove. The seams between the fingers must be in direct contact with the skin. Check the fit of the glove in front of a light: if the fit is correct, there should be no space between your fingers and glove material.

Indications

Lymphedema and edema management, venous congestion, follow up treatment of burns and scars, post-traumatic edema.

Contraindications

Arterial insufficiency.

Cautions

Juzo Silver Garments should be removed prior to MRI Scans & Cardiac Defibrillations. In the event any side effects occur (i.e. skin irritation, etc.) from the use of a garment, you should consult with a medical professional.

The manufacturer is not liable for damage or injury caused by improper handling or misuse of its garments.

Care & Application

Compression Gloves & Gauntlets

Libertad para aprovechar al máximo cada día

Montando una bici. Trabajando en el jardín. Jugando con los niños. Dando un paseo. Yendo a trabajar. Estos son los beneficios continuos de las prendas de compresión Juzo, diseñadas para mejorar su calidad de vida, no inhibirla. De propiedad familiar desde 1912, Juzo ha liderado la industria de las prendas de terapia de compresión mediante la creación de productos de alta calidad que le ofrecen la libertad de mantener un estilo de vida más activo. Los avances como nuestra tecnología FiberSoft, los colores de temporada, los estilos atractivos y los divertidos diseños de impresión garantizan que se mueva con comodidad sin comprometer la moda. Gracias por elegir a Juzo.

Cuidado y mantenimiento

Para mantener su guante o guantelete Juzo, le recomendamos lo siguiente:

- Lavar a mano oa máquina con agua tibia todos los días para maximizar la efectividad terapéutica y prolongar la vida útil de su prenda Juzo.
- Cuando lave y seque a máquina, use la configuración más baja de planchado permanente. Se recomienda encarecidamente una bolsa de ropa y está disponible en el paquete de accesorios Cuidado Juzo terapia
- Lave los colores oscuros por separado de otras prendas.
- Utilice detergente de lavado Juzo u otro jabón suave.
- NO UTILICE: lejía, cloro, suavizantes de telas u otros aditivos para la ropa. Estos pueden dañar su prenda.
- Consulte los símbolos de lavado en la etiqueta cosida en su guante o guante Juzo
- Guarde su guante o guantelete en un lugar seco a temperatura ambiente.

Política de devoluciones

Si fuera necesario devolver su prenda para su evaluación, por razones de higiene, Juzo requiere que la prenda sea lavada antes de devolverla al lugar original de compra.

Tela

Los detalles se proporcionan en la etiqueta cosida dentro de su guante y guantelete de compresión.

Instrucciones de uso

Se recomienda que consulte con su médico y su instalador para conocer las pautas adecuadas sobre el uso y la aplicación de este producto. A medida que avanza la terapia o se desarrollan nuevos síntomas, puede ser necesario tomar nuevas medidas para un nuevo guante o guante de compresión. También se recomienda que se ponga su guante o guantelete de compresión a primera hora de la mañana todos los días. Las uñas ásperas, los anillos dentados, etc. pueden dañar la tela; use un guante de Juzo para ponerse la prenda en la mano opuesta.

Consejos útiles para ayudarte con tu guante o guante de compresión.

- Desliza tu mano directamente en el guante o guantelete
- Si es necesario, ajuste el calce del guante. Las costuras entre los dedos deben estar en contacto directo con la piel. Compruebe el ajuste del guante frente a una luz: si el ajuste es correcto, no debe haber espacio entre los dedos y el material del guante.

Indicaciones

Manejo de linfedemas y edemas, congestión venosa, tratamiento de seguimiento de quemaduras y cicatrices, edemas postraumáticos.

Contraindicaciones

Insuficiencia arterial.

Julius Zorn Inc no asume ninguna responsabilidad como resultado de cualquier uso contraindicado de este producto.

Precauciones

Se recomienda que se quite la prenda Juzo Silver antes de la desfibrilación cardíaca y las exploraciones de resonancia magnética. Actualmente no se conocen efectos secundarios. Sin embargo, si se produce un resultado negativo (es decir, irritaciones de la piel) por el uso de nuestro producto, consulte con un profesional médico. El fabricante no se hace responsable de los daños / lesiones que hayan sido causados por un manejo inadecuado o un mal uso. No fabricado con caucho natural. Julius Zorn Inc no asume ninguna responsabilidad como resultado de cualquier uso contraindicado de este producto.

* Contraindicaciones según la Sociedad Alemana de Flebología.

Tómese unos minutos para registrar su producto en línea para que podamos brindarle el mejor servicio al cliente posible.

Beneficios del registro:

Notificación

- Nos permite comunicarnos con usted con notificaciones y actualizaciones importantes de productos.

Confirmación de propiedad

- Nos proporciona un registro

Desarrollo de producto mejorado

- Ayúdanos a seguir diseñando productos de calidad con tus comentarios.

Registre su producto Juzo en línea en: **www.juzoproducts.com**

La liberté de tirer le meilleur de chaque journée

Faire du vélo. Travailler dans le jardin. Jouer avec les enfants. Prendre une marche. Aller travailler. Ce sont les avantages que vous procurent les vêtements de compression Juzo, conçus pour améliorer votre qualité de vie, et non pour l’inhiber. Propriété familiale depuis 1912, Juzo a dominé l’industrie du vêtement de thérapie de compression en créant des produits qui vous offrent la liberté de maintenir un mode de vie actif. Des avancées comme notre technologie FiberSoft, des couleurs saisonnières, des styles et conceptions d’impression amusants vous permettent de bouger dans le confort sans compromettre la mode. Merci d’avoir choisi Juzo.

Soins et entretien

Pour maintenir votre gantelet ou gant Juzo, nous vous recommandons ce qui suit :

- Lavage à la main ou à la machine tous les jours pour maximiser l’effet thérapeutique et prolonger la vie de votre gantelet ou gant Juzo.
- Lorsque vous lavez et séchez à la machine, utilisez le passage permanent à la plus basse température. Un sac de vêtement est fortement recommandé et disponible dans le Juzo sac des accessoires d’entretien.
- Lavez les couleurs foncées séparément des autres vêtements.
- Utilisez du détergent à laver Juzo ou un autre savon doux.
- NE PAS UTILISER : eau de Javel, chlore, adoucisseurs de tissu, ceux-ci peuvent endommager votre vêtement.
- S’il vous plaît se référer aux symboles de lavage sur l’étiquette cousue dans votre gantelet ou gant Juzo
- Rangez votre gantelet ou gant dans un endroit sec à température ambiante.

Politique de retour

S’il devient nécessaire de retourner votre gantelet ou gant pour évaluation, pour des raisons hygiéniques, Juzo demande que le gantelet ou gant soit lavé avant d’être retourné chez le détaillant.

Matériel

Les détails sont fournis sur l’étiquette cousue à l’intérieur de votre gantelet ou gant de compression

Instructions d’utilisation

Il est recommandé de consulter votre professionnel de la santé afin d’obtenir des directives appropriées sur l’utilisation et l’application de ce produit. Si la thérapie progresse ou de nouveaux symptômes se développent, il peut être nécessaire de prendre de nouvelles mesures pour un nouveau gantelet ou gant de compression.

Conseils utiles pour vous aider avec votre gantelet ou gant de compression

- Glissez votre main directement dans le gantelet ou le gant
- Si nécessaire, ajustez l’ajustement du gantelet ou du gant. Les coutures entre les doigts doivent être en contact direct avec la peau. Vérifiez l’ajustement du gantelet ou du gant devant une lumière : si l’ajustement est correct, il ne devrait y avoir aucun espace entre vos doigts et le matériau du gantelet ou du gant.

Utilisez toujours des gants Juzo lors de l'application de vêtements de compression.

Indications

Gestion du lymphœdème et de l’œdème, congestion veineuse, traitement de suivi des brûlures et cicatrices, œdème post-traumatique.

***Contre-indications**

Insuffisance artérielle.

Julius Zorn Inc. n’assume aucune responsabilité en raison d’une utilisation contraire à l’utilisation de ce produit. *Contre-indications selon la Société allemande de phlébologie

Précautions

Il est recommandé d’enlever le gantelet ou gant Juzo Silver avant la défibrillation cardiaque et IRM. Aucun effet secondaire n’est actuellement connu. Toutefois, si cela devait se produire (c.-à-d irritations cutanées) avec l’utilisation de notre produit, consultez un professionnel de la santé. Le fabricant n’est pas responsable des dommages/blessures causés par une mauvaise manipulation ou utilisation des produits.

S’il vous plaît prendre quelques minutes pour enregistrer votre produit en ligne pour nous permettre de vous fournir le meilleur service à la clientèle possible.

Avantages de l’inscription :

Notification

- Ceci nous permet de vous contacter avec des notifications et mises à jour de produits importants.

Confirmation de la propriété

- Ceci nous procure un dossier

Amélioration du développement de produits

- Aidez-nous à continuer à concevoir des produits de qualité avec vos commentaires.

Enregistrez vos produits en ligne à : **www.juzoproducts.com**