

Visit [www.juzousa.com](http://www.juzousa.com) or [www.juzo.ca](http://www.juzo.ca) for more information.

Juzo USA  
P.O. Box 1088  
Cuyahoga Falls, OH 44223  
1 888-255-1300  
[www.juzousa.com](http://www.juzousa.com)  
[support@juzousa.com](mailto:support@juzousa.com)

Juzo Canada Ltd.  
1100 Burloak Dr. Ste. 300  
Burlington, ON L7L 6B2  
1 888-255-1300  
[www.juzo.ca](http://www.juzo.ca)  
[support@juzo.ca](mailto:support@juzo.ca)

® Juzo, Slippie Gator, Keep Moving, Fiber Soft & Signature Collection are registered trademarks of Julius Zorn, Inc. Lycra is a registered trademark of Invista Inc. Tyvek is a registered trademark of Dupont. © 2021 Julius Zorn, Inc.

Freedom in Motion

## Care & Application

### Compression Stockings & Pantyhose

### Instructions for Use

It is recommended that you consult with your medical professional and fitter for proper guidelines on the use and application of this product. As therapy progresses or new symptoms develop, it may be necessary to take new measurements for a new compression stocking.

It is also recommended that you put your compression stockings on first thing in the morning every day. Rough fingernails, jagged rings, etc. can damage fabric; use a Juzo latex free donning glove to protect garment.

### Indications

Primary & secondary varices, pregnancy varices and or edema, venous & chronic venous insufficiency, post superficial thrombophlebitis, prophylaxis of thrombosis & the post-thrombotic conditions, post-thrombotic syndrome, post-operative & post-traumatic edema, lymphatic edema & lipedema, elephantiasis, angiodyplasia, pre & post vein procedure, arthrogenous congestive syndrome, paresis & partial paresis of extremities, prophylaxis of venous disorders, heavy & fatigued legs, atrophy blanche, dermatosclerosis, post ulcer, severe tendency to edema & treatment of burn scars.

### Contraindications\*

Absolute: peripheral arterial disease, decompensated heart diseases, septic phlebitis, phlegmasia coerulea dolens.  
Relative: concomitant dermatoses, intolerance to compression stocking fabric, sensory disturbance of the limb, advanced peripheral neuropathy, primary chronic arthritis.

### Cautions

**Juzo Silver Garments should be removed prior to MRI Scans & Cardiac Defibrillations. In the event any side effects occur (i.e. skin irritation, etc.) from the use of a garment, you should consult with a medical professional.**

**The manufacturer is not liable for damage or injury caused by improper handling or misuse of its garments.**

\*Contraindications according to the German Phlebology Society.

### Instructions d'utilisation

Il est recommandé de consulter votre professionnel de la santé afin d'obtenir des directives appropriées sur l'utilisation et l'application de ce produit. Si la thérapie progresse ou que de nouveaux symptômes se développent, il peut être nécessaire de prendre de nouvelles mesures pour un nouveau bas de compression.

Il est également recommandé de mettre votre bas de compression dès le lever, le matin, tous les jours. Les ongles rugueux, les bijoux, etc. peuvent endommager le tissu; utiliser un gant d'enfilage sans latex Juzo pour protéger le bas.

### Indications

Varices primaires et secondaires, varices de grossesse et / ou œdème, insuffisance veineuse et insuffisance veineuse chronique, thrombophlébite post-superficielle, prophylaxie de la thrombose et des conditions post-thrombotiques, syndrome post-thrombotique, œdème post-opératoire et post-traumatique, œdème lymphatique et lipœdème, éléphantiasis, angiodyplasia, procédure pré et post veineuse, syndrome congestif arthrogénique, parésie et parésie partielle des extrémités, prophylaxie des troubles veineux, jambes lourdes et fatiguées, atrophie blanche, dermatosclérose, post ulcère, tendance sévère à l'œdème et traitement des cicatrices de brûlures.

### Contre-indications:

**Absolue:** maladie artérielle périphérique, cardiopathies décompensées, phlébite septique, phlegmasia coerulea dolens.  
**Relative:** dermatoses concomitantes, intolérance au tissu de bas de compression, perturbation sensorielle du membre, neuropathie périphérique avancée, arthrite chronique primaire.

### Précautions

Il est recommandé d'enlever le vêtement Juzo Silver avant la défibrillation cardiaque et IRM. Aucun effet secondaire n'est actuellement connu. Toutefois, si cela devait se produire (c.-à-d irritations cutanées) avec l'utilisation de notre produit, consultez un professionnel de la santé. Le fabricant n'est pas responsable des dommages/blessures causés par une mauvaise manipulation ou utilisation des produits.

Julius Zorn Inc. n'assume aucune responsabilité en raison d'une utilisation contraire à l'indication de ce produit.  
\*Contre-indications selon la Société allemande de phlébologie.

**Avec votre bas de compression JUZO POINTE OUVERTE un Juzo Slippie vous est offert gratuitement pour vous aider à mettre votre bas de compression. Suivez les instructions ci-dessous.**

- 1 Insérez la moitié du Juzo Slippie dans le haut du bas de compression.
- 2 Placez le bas de compression avec le Juzo Slippie dans le sens de la longueur sur le Easy Pad. (le Easy Pad n'est pas inclus)
- 3 Glissez votre pied dans le Juzo Slippie à l'intérieur de votre bas de compression.
- 4 Mettez le poids sur tout le pied. Faites-le glisser vers l'avant et soulevez légèrement vos orteils pendant le mouvement. Le bas de compression glissera sous le talon.
- 5 Répétez la dernière étape jusqu'à ce que votre pied soit complètement à l'intérieur du bas.
- 6 Lorsque le talon du bas est en place, ajustez la partie du pied en faisant glisser votre pied latéralement vers la gauche ou la droite sur le Juzo Easy Pad.
- 7 Placez le talon de votre pied opposé sur la pointe du Juzo Slippie. Tirez la jambe vers l'arrière en enlevant le Juzo Slippie de l'intérieur du bas.
- 8 Tout en portant des gants d'enfilage Juzo, appliquez le bas sur la jambe. Corrigez constamment l'ajustement du bas de compression en répartissant uniformément le matériel.

Pour plus d'informations sur les produits d'enfilage Juzo, visitez : [www.juzousa.com](http://www.juzousa.com) • [www.juzo.ca](http://www.juzo.ca)

### Instrucciones de uso

Se recomienda que consulte con su médico y su instalador para conocer las pautas adecuadas sobre el uso y la aplicación de este producto. A medida que avanza la terapia o se desarrollan nuevos síntomas, puede ser necesario tomar nuevas medidas para una nueva media de compresión.

También se recomienda que se ponga las medias de compresión a primera hora de la mañana todos los días. Las uñas ásperas, los anillos dentados, etc. pueden dañar la tela; use un guante Juzo para ponerse sin látex para proteger la prenda.

### Indicaciones

Várices primarias y secundarias, várices del embarazo y / o edema, insuficiencia venosa y venosa crónica, tromboflebitis post superficial, profilaxis de trombosis y afecciones postrombóticas, síndrome postrombótico, edema posoperatorio y postraumático, edema linfático y lipedema, elefantiasis, angiodisplasia, pre y posprocedimiento venoso, síndrome congestivo artrógeno, paresia y paresia parcial de las extremidades, profilaxis de trastornos venosos, piernas pesadas y fatigadas, atrofia blanqueadora, dermatosclerosis, pos úlcera, tendencia grave al edema y tratamiento de cicatrices por quemaduras.

### Contraindicaciones \*

Absoluto: enfermedad arterial periférica, cardiopatías descompensadas, flebitis séptica, flegmasia coerulea dolens.  
Relativo: dermatosis concomitantes, intolerancia a la tela de la media de compresión, alteración sensorial de la extremidad, neuropatía periférica avanzada, artritis crónica primaria.

### Precauciones

Las prendas Juzo Silver deben quitarse antes de las exploraciones por resonancia magnética y las desfibrilaciones cardiacas. En caso de que se produzcan efectos secundarios (es decir, irritación de la piel, etc.) por el uso de una prenda, debe consultar con un profesional médico.

El fabricante no se hace responsable de los daños o lesiones causados por un manejo inadecuado o mal uso de sus prendas.  
\* *Contraindicaciones según la Sociedad Alemana de Flebología.*

**Junto con su media de compresión JUZO OPEN TOE hay un Slippie de cortesía diseñado para ayudarlo a ponerse la prenda de compresión con punta abierta. Siga las instrucciones siguientes.**

- 1 Inserte la mitad del Juzo Slippie en la parte superior de la media de compresión.
- 2 Coloque la media de compresión con el Juzo Slippie insertado a lo largo sobre el Easy Pad. (Easy Pad no está incluido)
- 3 Introduzca el pie en el Juzo Slippie mientras está dentro de la media de compresión.
- 4 Ponga peso en todo el pie. Deslícelo hacia adelante y levante ligeramente los dedos de los pies durante el movimiento. La media de compresión se deslizará sobre el talón.
- 5 Repita el último paso hasta que todo su pie esté en la media.
- 6 Cuando el tacón de la media esté en su lugar ajuste la parte del pie deslizando el pie de lado hacia la izquierda o hacia la derecha en el Juzo Easy Pad.
- 7 Coloque el talón de su pie opuesto en la punta del Juzo Slippie. Tire de nuestra pierna hacia atrás quitando Slippie del interior de la media.
- 8 Mientras usa Juzo poniéndose los guantes, mueva la media más arriba de la pierna. Corrija constantemente el ajuste de la media de compresión y distribuya uniformemente el material.

Para obtener más información sobre cómo Juzo se pone ayudas, vaya a: [www.juzousa.com](http://www.juzousa.com) • [www.juzo.ca](http://www.juzo.ca)

## Freedom to Make the Most of Every Day

Riding a bike. Working in the garden. Taking a walk. Going to work. These are the keep moving benefits of Juzo compression garments, designed to improve your quality of life, not inhibit it. Family-owned since 1912, Juzo has led the compression therapy garment industry by creating high-quality products that offer you the freedom to maintain a more active lifestyle. Advancements like our FiberSoft technology, seasonal colors, attractive styles and fun print designs ensure you move in comfort without compromising fashion. Thank you for choosing Juzo.

## Care and Maintenance

To maintain your Juzo stockings, we recommend the following:

- Hand or machine wash warm daily to maximize therapeutic effectiveness and prolong the life of your Juzo garment.
- When machine washing and drying, use the lowest permanent press settings. A garment bag is strongly recommended.
- Wash dark colors separately from other clothing.
- Use Juzo washing detergent or another mild soap.
- DO NOT USE: bleach, chlorine, fabric softeners, or other laundry additives. These may damage your garment.
- Please refer to the washing symbols on the label in your Juzo stocking.
- Store your stockings in a dry place at room temperature.
- Largely resistant to sun, ointments, lotions, and perspiration.

## Return Policy

Should it become necessary to return your garment for evaluation, for hygienic reasons Juzo requires that the garment be laundered prior to returning to the original place of purchase.

## Fabric

Details are provided on label sewn inside your compression stocking.

## Product Registration







Please take a few minutes to register your product online to enable us to provide you with best customer service possible, confirm ownership, help us to continue to improve product development and notify you of important product updates.

Register your Juzo product online at:

[www.juzoproducts.com](http://www.juzoproducts.com)

## Useful tips to help with your compression









### stocking: For knee-highs, thigh-highs and pantyhose:

- 1 Turn the upper half of the stocking inside out to the heel by gently sliding the stocking down over the foot portion.
- 2 Slip your foot into the foot portion.
- 3 Gently ease the remaining part of the stocking over the heel.
- 4 Use the palms of your hands to massage the stocking upwards towards the knee. NOTE: Never pull at the upper edge of the stocking.
- 5 Follow the same procedure for the opposite leg, taking care that the stitch rows always run vertically.
- 6 For thigh-highs and pantyhose, position both stockings, as described above, until just below the knee. NOTE: If putting on a thigh-high stocking with silicone border, never pull the stocking up from the silicone border.
- 7 Gently ease the stocking onto the thigh. Work the stocking upwards into place using the palms of your hands until the stocking reaches the groin area. NOTE: If putting on a thigh-high stocking with silicone border, never pull the stocking up from the silicone border.
- 8 For pantyhose, ease the body part of the pantyhose to your waist. The seams should run vertically up the front of the garment.

Always use Juzo latex free donning gloves when applying compression garments.

## Enclosed with your JUZO OPEN TOE compression stocking is a complimentary Slippie designed to help you put on your open toe compression garment.

Follow the below instructions.

- 1 Insert half the Juzo Slippie into the top of the compression stocking.
- 2 Place the compression stocking w/ the inserted Juzo Slippie lengthwise on the Easy Pad. (Easy Pad is not included)
- 3 Slip your foot into the Juzo Slippie while it is inside the compression stocking.
- 4 Put weight onto the entire foot. Slide it forward and lift your toes slightly during the movement. The compression stocking will slide over the heel.
- 5 Repeat the last step until your entire foot is in the stocking.
- 6 When the heel of the stocking is in place adjust the foot portion by sliding your foot sideways to the left or right on the Juzo Easy Pad.
- 7 Place the heel of your opposite foot on the tip of the Juzo Slippie. Pull our leg back removing Slippie from inside the stocking.
- 8 While wearing Juzo donning gloves, work the stocking further up the leg. Constantly correct the fit of the compression stocking and evenly distribute the material.

For more information about Juzo donning aids, go to: [www.juzousa.com](http://www.juzousa.com) • [www.juzo.ca](http://www.juzo.ca)

Libertad para aprovechar al máximo cada día  
Montando una bici. Trabajando en el jardín. Dando un paseo. Yendo a trabajar. Estos son los beneficios continuos de las prendas de compresión Juzo, diseñadas para mejorar su calidad de vida, no inhibirla. De propiedad familiar desde 1912, Juzo ha liderado la industria de las prendas de terapia de compresión al crear productos de alta calidad que le ofrecen la libertad de mantener un estilo de vida más activo. Los avances como nuestra tecnología FiberSoft, los colores de temporada, los estilos atractivos y los divertidos diseños de impresión garantizan que se mueva con comodidad sin comprometer la moda. Gracias por elegir a Juzo.

## Cuidado y mantenimiento

Para mantener tus medias Juzo, te recomendamos lo siguiente:

- Lavar a mano oa máquina con agua tibia todos los días para maximizar la eficacia terapéutica y prolonga la vida de tu prenda Juzo.
- Cuando lave y seque a máquina, use la plancha permanente más baja ajustes. Se recomienda encarecidamente llevar una bolsa de ropa.
- Lave los colores oscuros por separado de otras prendas.
- Utilice detergente de lavado Juzo u otro jabón suave.
- NO UTILICE: lejía, cloro, suavizantes de telas u otra ropa aditivos. Estos pueden dañar su prenda.
- Consulte los símbolos de lavado en la etiqueta de su calcetín Juzo.
- Guarde sus medias en un lugar seco a temperatura ambiente.
- En gran parte resistente al sol, ungüentos, lociones y transpiración.

## Política de devoluciones

Si fuera necesario devolver su prenda para su evaluación, por razones de higiene, Juzo requiere que la prenda sea lavada antes de devolverla al lugar original de compra.

## Tela

Los detalles se proporcionan en la etiqueta cosida dentro de su media de compresión.

## Registración del producto

Tómese unos minutos para registrar su producto en línea para que podamos brindarle el mejor servicio al cliente posible, confirmar la propiedad, ayudarnos a continuar mejorando el desarrollo del producto y notificarle las actualizaciones importantes del producto.

Registre su producto Juzo en línea en: [www.juzoproducts.com](http://www.juzoproducts.com)

Consejos útiles para ayudar con su compresión media: para medias hasta la rodilla, hasta los muslos y pantimedias:

- 1 Gire la mitad superior de la media de adentro hacia afuera hacia el talón deslizando suavemente la media hacia abajo sobre la parte del pie.
- 2 Deslice su pie en la parte del pie.
- 3 Coloque suavemente la parte restante de la media sobre el talón.
- 4 Utilice las palmas de las manos para masajear la media hacia arriba, hacia la rodilla. NOTA: Nunca tire del borde superior de la media.
- 5 Siga el mismo procedimiento para la pierna opuesta, cuidando que las filas de puntadas siempre corran verticalmente.
- 6 Para medias hasta los muslos y pantimedias, coloque ambas medias, como se describe arriba, hasta justo debajo de la rodilla.
- 7 Coloque suavemente la media sobre el muslo. Mueva la media hacia arriba en su lugar con las palmas de las manos hasta que la media llegue al área de la ingle. NOTA: Si se pone una media hasta el muslo con borde de silicona, nunca tire de la media hacia arriba desde el borde de silicona.
- 8 Para pantimedias, coloque la parte del cuerpo de las pantimedias hasta la cintura. Las costuras deben correr verticalmente por la parte delantera de la prenda.

Utilice siempre guantes Juzo sin látex al aplicar prendas de compresión.

## La liberté de tirer le meilleur de chaque journée

Faire du vélo. Travailler dans le jardin. Prendre une marche. Aller travailler. Ce sont les avantages que vous procurez les vêtements de compression Juzo, conçus pour améliorer votre qualité de vie, et non pour l'inhiber. Propriété familiale depuis 1912, Juzo domine l'industrie du vêtement de thérapie de compression en créant des produits qui vous offrent la liberté de maintenir un mode de vie actif. Des avancées comme notre technologie FiberSoft, des couleurs saisonnières, des styles et des conceptions d'impression amusants vous permettent de bouger sans compromettre la mode. Merci d'avoir choisi Juzo.

## Soins et entretien

Pour maintenir vos bas Juzo, nous vous recommandons ce qui suit :

- Lavage à la main ou à la machine tous les jours pour maximiser l'effet thérapeutique et prolonger la vie de votre vêtement Juzo.
- Lorsque vous lavez et séchez à la machine, utilisez le pressage permanent à la plus basse température. Un sac de vêtement est fortement recommandé et disponible dans le sac Juzo des accessoires d'entretien.
- Lavez les couleurs foncées séparément des autres vêtements.
- Utilisez du détergent à laver Juzo ou un autre savon doux.
- NE PAS UTILISER : eau de Javel, chlore, adoucisseurs de tissu, ceux-ci peuvent endommager votre vêtement.
- S'il vous plaît se référer aux symboles de lavage sur l'étiquette cousue dans vos bas Juzo
- Rangez vos bas dans un endroit sec à température ambiante.
- Nos produits résistent au soleil, aux onguents, aux lotions et à la transpiration.

## Politique de retour

S'il devient nécessaire de retourner vos bas pour une évaluation, pour des raisons hygiéniques, Juzo demande que les bas soient lavés avant d'être retournés chez le détaillant.

## Matériel

Les détails sont fournis sur l'étiquette cousue à l'intérieur de votre bas de compression.

S'il vous plaît prendre quelques minutes pour enregistrer votre produit en ligne pour nous permettre de vous fournir le meilleur service à la clientèle possible.

Enregistrez vos produits en ligne à : [www.juzoproducts.com](http://www.juzoproducts.com)

Conseils utiles pour vous aider à enfiler vos bas de compression : pour bas genou, bas cuisse et collants

- 1 Tournez la moitié supérieure du bas à l'envers sur le talon en glissant doucement le bas sur la portion du pied.
- 2 Glissez votre pied dans la partie pied du bas.
- 3 Faites glisser doucement la partie restante du bas par-dessus le talon.
- 4 Utilisez la paume de vos mains pour appliquer le bas jusqu'au genou. REMARQUE : ne jamais tirer sur le bord supérieur du bas.
- 5 Suivez la même procédure pour la jambe opposée en veillant à ce que le bas soit en ligne droite à la verticale.
- 6 Pour les bas cuisses et les collants, positionnez-les comme décrit ci-dessus jusqu'en dessous du genou
- 7 Placez doucement le bas sur la cuisse. Appliquez le bas vers le haut en utilisant la paume de vos mains jusqu'à ce que le bas atteigne la zone de l'aîne. REMARQUE : si vous mettez un bas cuisse avec une bande silicone, ne tirez jamais directement sur la bande silicone.
- 8 Pour les collants, faites glisser la partie de la culotte jusqu'à votre taille. Les coutures doivent être droites verticalement sur la partie avant du collant.

Utilisez toujours les gants d'enfilage sans latex de Juzo lors de l'application des bas de compression.